

## OPSITE SPRAY



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Opsite spray é um filme transparente de secagem rápida, que é fácil e conveniente para aplicar. O filme ajuda a fornecer proteção para pequenas feridas cirúrgicas e feridas de superfície. Forma uma película transparente que seca rapidamente, a película permanece intacta mesmo nas zonas das articulações que estão em frequente movimento, protegendo contra infeções bacterianas.
- Permeável ao vapor de água e do ar.
- Resistente à água.
- Moldável e elástica.
- Rápido e fácil de aplicar.
- Este produto não contém propulsores de clorofluorcarbono (CFC).
- Permeável ao vapor de água e ar - Opsite Spray é permeável ao vapor de água e ar, permitindo que a pele respire em redor, evitando assim a maceração.
- Resistente à água - A pele pode ser lavada, sem afetar o curativo ou a ferida.
- Confortável e adaptável - O filme permanece intacto ao longo de áreas da pele que são flexíveis ou móveis, como os nós dos dedos.
- Rápido e fácil de aplicar.
- Spray de Opsite pode ser usado para uma variedade de feridas secas pequenas, em particular:

Pequenos cortes e abrasões; Sobre feridas suturadas; Vedação de tubos de drenagem e fixação ortopédica externo, tais como pinos Steinman; Após a remoção da sutura; Mais de postos de vacinação; Fixação do enxerto de pele; Pode ajudar a proteger bolhas inteiras; Pode ajudar a proteger a pele contra o atrito e assim ajudar a evitar bolhas.

- Evitar a inalação.
- Use em uma área bem ventilada.
- Evite o contato com os olhos.
- Não vaporizar para uma chama ou material incandescente.
- Recipiente pressurizado: proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Apenas para uso externo.
- Manter longe de fontes de ignição - Não fumar.
- Não use com dispositivos de plástico intravascular.
- Evitar a pulverização em tecidos.
- Não deve ser usado com os preparativos de iodo. Pode ocorrer vermelhidão da pele podem quando usado com uma solução de iodo e coberta com pensos oclusivos.
- Não se destina a ser utilizado em conjunto com outras preparações medicinais.
- Não aplicar em crianças com idade inferior a 18 meses.
- Para enxertos de pele: É imperativo que as áreas adequadas de enxerto são deixados sem pulverização para permitir uma drenagem adequada de líquido seroso.

Código	Descrição	Unidade de venda
01003008	OPSITE SPRAY 240 ML	CX. 1