

## Esignomanómetro electrónico



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- É o aparelho, disponível no mercado, que possui o maior mostrador. Facilita a medição e a leitura dos resultados.
- Um conjunto novo de pilhas dura para cerca de 1500 medições – nº 1 no mercado.
- Memória para 90 medições, com indicação da data e da hora a que foram efectuadas.
- Cálculo automático da média das últimas 3 medições.
- Operando, apenas, com um botão – mais fácil de utilizar.

- 3 anos de garantia.
- Intellisense™ é sinónimo de insuflação confortável: só aplica, à braçadeira, a pressão necessária para efectuar a medição com rigor, tornando a medição mais rápida e menos desconfortável.
- Indicadores da qualidade da medição: Exibe uma indicação, no caso de detectar batimentos cardíacos irregulares ou movimentos, durante a medição, que possam afectar a mesma. Só as medições fiáveis serão exibidas.
- Validado clinicamente, de acordo com o Protocolo Internacional.

Código	Descrição	Unidade de venda
20289013	ESFIGMOMANÓMETRO ELECTRÓNICO OMRON M6-C	UN