

MÁSCARA DE REANIMAÇÃO EMERGÊNCIA COM CAIXA E FILTRO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Pode ser utilizada em adultos, crianças e bebés.
- A máscara é reutilizável e de fácil desinfecção.
- Material transparente para melhor visualização do procedimento.
- Válvula unidirecional removível de alta eficiência.
- Almofada macia para evitar fuga de ar e possibilitar maior conforto ao paciente.
- Válvula descartável para evitar a contaminação cruzada.
- Elástico para manter a máscara fixada ao paciente.
- Conector de 15 mm para acoplar equipamentos de auxílio respiratório, como ressuscitadores manuais e oxigênio.
- Material livre de látex e atóxico.
- É fornecido pronto para o primeiro uso.
- Fornecido com um estojo de plástico compacto para armazenamento da máscara.
- A máscara de bolso CPR é uma máscara, não invasiva com insuflável, válvula não integral e filtro eficiente para evitar o contato direto com a boca e rosto do paciente aquando a reanimação boca-a-boca.

Código	Descrição	Unidade de venda
39011002	MÁSCARA DE REANIMAÇÃO EMERGÊNCIA COM CAIXA	CX. 1
39011003	FILTRO COM VÁLVULA PARA MÁSCARA DE REANIMAÇÃO EMERGÊNCIA	CX. 1