

## ASKINA GEL HIDROGEL



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Hidrogel amorfo e transparente, estéril, composto por polímero de amido modificado, glicerol e água purificada.
- Produto extremamente coeso, não escorre. Permanece 18 horas no leito da ferida sem escorrer.
- Altamente transparente, possibilita visualização do leito do leito da ferida.
- Cânula especial 4,5 cm, ponta arredondada, evita lesões no tecido. Além disso, possibilita aplicação do produto em feridas cavitárias.
- Apresentação dose única eficaz ao desperdício e contaminação. Embalagem em bisnaga permite a liberação de todo seu conteúdo.
- Estéril, embalado individualmente, pode entrar em contato com leito da ferida.
- Apresentação em dose única. Tubo plástico de 15 gramas com cânula de aplicação de 4,5cm.
- Askina Gel é recomendado para tratamento de feridas secas, necrosadas devido a sua capacidade de doação de humidade. Além disso, sua formulação especial, promove absorção de exsudado médio-moderado, podendo então ser utilizado no tratamento de feridas com essas características.
- Capaz de realizar desbridamento seletivo.
- Contra-indicação: Não utilizar em pacientes com histórico de sensibilidade a utilização de gel ou a algum de seus componentes; Não utilizar em queimaduras de terceiro grau; Não utilizar se o lacre estiver

rompido.

Código	Descrição	Unidade de venda
01001001	ASKINA GEL 15 GRS	CX. 5