

# ALGÁLIA BEQUILLE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sondas bequille com 35 cm de comprimento, diâmetros variados.
- Conjunto composto por 16 sondas de diferentes calibres na escala Charrier onde uma unidade corresponde a 1/3 mm.
- As sondas de uma só via não têm sistema de auto-retenção necessitando de fixação externa.
- Sonda de ponta angulada ditas de Coudé (Béquille) são úteis para casos de estenose e aperto da uretra prostática. Utilizadas para cateterismo evacuador da bexiga em pacientes com hiperplasia de próstata.

Código	Descrição	Unidade de venda
11158008	ALGÁLIA BEQUILLE CH 18	CX. 5
11158005	ALGÁLIA BEQUILLE CH 12	CX. 5
11158007	ALGÁLIA BEQUILLE CH 16	CX. 5
11158004	ALGÁLIA BEQUILLE CH 10	CX. 5
11158002	ALGÁLIA BEQUILLE CH 08	CX. 5