

# SUTURA SURGICRYL PGA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO ABSORSÍVEL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Alta resistência à tração.
- Suporte de tecido excelente.
- Reacção mínima do tecido sintético.
- Reparte-se por hidrólise.
- Taxa de absorção previsível
- Estrutura trançada.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência à tração.
- Excelente nó de segurança, não se desfaz sendo muito seguro.
- Multifilamento revestido.
- Passagem suave através dos tecidos com mínimo corte, arraste tecido e trauma.
- Nó com boa adaptabilidade.
-

Acção capilar reduzida.

- Hermeticamente selado na embalagem.
- Selo de garantia e esterilidade do produto.
- Indicações: fecho geral de tecidos moles e/ou ligadura especialmente em: Cirurgia Geral, fecho da pele, Cirurgia Gastrointestinal, Ginecologia Obstetrícia, Cirurgia Plástica, Urologia, Cirurgia oftalmológica, Ortopedia.
- Contra-indicações: Cirurgia Cardiovascular, Neurocirurgia. Sendo absorvível não usar quando for necessário um apoio para ferida extenso. Precaução em doentes com cicatrização tardia (por exemplo, com o sistema imunológico comprometido).

Código	Descrição	Unidade de venda
08113003	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM HR22 AGULHA CILINDRICA 22 MM	CX. 12
08113004	SURGICRYL PGA VIOLETA 4/0 75 CM HR22 AGULHA CILINDRICA 22 MM	CX. 12
08113005	SURGICRYL PGA VIOLETA 4/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113006	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113007	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113011	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113012	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 75 CM DS30 AGULHA LANCEOLADA 30 MM	CX. 12
08113013	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113014	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113015	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM DS30 AGULHA LANCEOLADA 30 MM	CX. 12
08113016	SURGICRYL PGA VIOLETA 5/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113017	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 75 CM DS36 AGULHA LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113021	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 75 CM DS40 AGULHA LANCEOLADA 40 MM	CX. 12

08113027	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 75 CM HR36 AGULHA CILINDRICA 36 MM	CX. 12
08113028	SURGICRYL PGA VIOLETA 6/0 45 CM DS12 AGULHA LANCEOLADA 12 MM	CX.12
08113034	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 90 CM HR36 AGULHA CILINDRICA 36 MM	CX. 12
08113035	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 75 CM DS36 AGULHA LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113043	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113050	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM HR17 AGULHA CILINDRICA 17 MM	CX. 12
08113051	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM HR22 AGULHA CILINDRICA 22 MM	CX. 12
08113058	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113059	SURGICRYL 910 VIOLETA 4/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113139	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113155	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM HR30 AG / CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113162	SURGICRYL PGA VIOLETA 2 90 CM HR48 AGULHA CILINDRICA 48 MM	CX. 12
08113168	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM HS26 AGULHA LANCEOLADA 26MM	CX. 12
08113169	SURGICRYL PGA VIOLETA 5/0 75 CM DS16 AGULHA LANCEOLADA 16 MM	CX. 12
08113177	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM HR30 AGULHA CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113093	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 90 CM HS36 AGULHA LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113152	SURGICRYL PGA VIOLETA 2/0 75 CM HR36 AGULHA CILINDRICA 36 MM	CX. 12
08113153	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 75 CM HR30 AGULHA CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113176	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 90 CM HS40 AGULHA LANCEOLADA 40 MM	CX. 12
08113197	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 90 CM HR48 AG/LANCEOLADA 1/2 48 MM	CX. 12

08113196	SURGICRYL PGA VIOLETA 0 90 CM HS48 AG/LANCEOLADA 1/2 48 MM	CX. 12
8113093	SURGICRYL PGA VIOLETA 1 90 CM HS36 AG/LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113199	SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 75 CM DR17 AG/LANCEOLADA 17 MM	CX. 12
08113217	SURGICRYL PGA VIOLETA 4/0 75 CM DS16 AG/LANCEOLADA 16 MM	CX. 12
08113193	SURGICRYL PGA VIOLETA 4/0 75 CM HR17 AG/CILINDRICA 17 MM	CX. 12
08113200	SURGICRYL PGA VIOLETA 7/0 45 CM 2 X 8 mm - 200µm ½ CIRCULO	CX. 12
08113096	CASSETE SURGICRYL PGA VIOLETA 3/0 E 4/0 15 MM	CX. 12
08113105	CASSETE SURGICRYL PGA VIOLETA 6/0 15 MM	UN