

CARRO MULTIFUNÇÕES (ISO 600 X 400 MM)



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de transporte multifuncional para bandejas ISO 600x400 (não incluídas);
- Carro robusto e leve, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meios hospitalares;
- Paredes/guias adaptadas à maioria das bandejas do mercado;
- 4 Rodas 125mm TENTE, 2 com travões;
- Porta/ persiana con abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Acessórios e impulsor reguláveis em altura;
- Plano superior de ABS/PC com flanges em três lados;
- Paredes de fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis em alumínio anodizado;
- Base em aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 840 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1050 mm;
- Peso: 36 Kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
C-6040-1050	CARRO MULTIFUNÇÕES (ISO 600 X 400 MM)	CX. 1