

## COLCHÃO DOMUS III



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O sistema domus III é um sistema de prevenção de escaras com pressão alternante desenhado para a prevenção e tratamento das úlceras;
- A sua função estática proporciona uma pressão constante e homogénea em todas as células, o qual permite um melhor cuidado do paciente na hora da higiene e de vestir;
- As células centrais deste colchão possuem uns pequenos orifícios fabricados com tecnologia laser dos quais flui um fio de ar para manter o utilizador seco e livre de humidade;
- Recomendado para úlceras de grau I até grau II;
- Compressor:
  - Voltagem: AC 120 / 60Hz 1.6A; AC 230 / 50 Hz 0.6A;
  - Intervalo de pressão: 48 - 80mmHg;
  - Ciclo temporal: 8 minutos / 60 Hz, 9.6 minutos / 50 Hz;
  - Dimensões (C x L x A): 29 x 18.5 x 12.6cm;
  - Peso: 2.2kg;
- Colchão:
  - Estrutura: 17 células de ar intercambiáveis;
  - Material: capa (nylon/PU); células (nylon/PVC); base (nylon/PVC);

- Dimensões: 200 x 90 x 12.7cm;
- Peso máximo paciente: 140kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
61 CL AE PMB 7	COLCHÃO DOMUS III	CX. 1