

COLCHÃO ACS LAL TURN



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O sistema ACS LAL Turn proporciona uma rotação contínua e uma terapia de baixa perda de ar;
- Está desenhado para um tratamento eficaz das escaras e ajuda a reduzir as complicações pulmonares associadas à imobilidade dos pacientes;
- Proporciona uma baixa perda de ar de 120 litros por minuto a uma pressão máxima entre o paciente e o colchão;
- Este colchão está equipado com um sistema de lateralização ajustável e com os seus protectores laterais, proporcionam aos pacientes o máximo conforto e ajuda;
- Compressor:
 - Voltagem: AC 110 - 120V, 50/60Hz; AC 220 - 240V, 50/60Hz;
 - Fluxo de ar: 1.300 litros/min;
 - Intervalo de pressão: ajustável em 7 níveis;
 - Ciclo temporal: 5, 30 ou 60 minutos;
 - Dimensões (C X L X A): 15,8 x 38 x 26,8cm;
 - Peso: 5,5kg;
- Colchão:
 - Estrutura: 20 células de 20,32cm e 2 prot. lat. de 25,5cm;

- Material: capa (elástica, poliéster); células (nylon/PU); base (nylon/PU);
- Dimensões (C X L X A): 200 x 90 x 25,5cm;
- Peso máximo paciente: 180kg.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|-------------|----------------------|------------------|
| 61 CL AE LT | COLCHÃO ACS LAL TURN | CX. 1 |