

## LIGADURA OPTIPLAST C ADESIVA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ideal para todas as condições que requerem tratamento de compressão e limitação de movimento e também para limpeza de retenção.
- Composta por algodão extensível de alta qualidade, adesivo poroso para prevenir a maceração da pele e linha amarela do distintivo para permitir a sobreposição exacta da liga.
- Mantém o penso firmemente aderido durante o tratamento prolongado.
- Não corta nem marca a pele. Indicada para tratamento de entorses, lesões desportivas, compressão para varizes e úlceras e retenções de pensos.

Código	Descrição	Unidade de venda
4003010	LIGADURA OPTIPLAST C ADESIVA 2,5 M X 6 CM	CX. 1
4003012	LIGADURA OPTIPLAST C ADESIVA 2,5 M X 10 CM	CX. 1