

ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Algália de Foley AQUAFLATE Glycerine BRILLANT em silicone, transparente, com seringa pré-cheia para enchimento do balão.
- Seringa pré-cheia em embalagem estéril (10 ml de solução estéril de glicerina a 10%).
- Válvula para pontas de seringa Luer e Luer-lock.
- Ponta radiopaca e linha de contraste ao longo da algália.
- Estéril, utilização única.
- Sem látex.

Código	Descrição	Unidade de venda
178000-12	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 12	CX. 5
178000-14	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 14	CX. 5
178000-16	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 16	CX. 5
178000-18	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 18	CX. 5
178000-20	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 20	CX. 5

178000-22	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 22	CX. 5
-----------	--	-------

178000-24	ALGÁLIA AQUAFLATE GLYCERIN SILICONE 2 VIAS CH 24	CX. 5
-----------	--	-------
