

# LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas de vinil azul recomendadas para pessoas alérgicas ao látex
- Tipo de luva: diagnóstico, protetor, não estéril
- Matéria-prima: policloreto de vinil
- Agente em pó: amido de milho
- Quantidade em uma embalagem individual: 100 peças
- Superfície: lisa
- Acabamento do manguito: borda uniformemente enrolada
- Forma: universal, encaixando a mão direita e a mão esquerda
- Tamanhos: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Código	Descrição	Unidade de venda
-	LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE XS	CX. 100
--	LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE S	CX. 100
---	LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE M	CX. 100

----	LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE L	CX. 100
----	LUVAS DE EXAME VINIL COM PÓ VINYLEX BLUE XL	CX. 100