

CADEIRA DE PODOLOGIA ELÉTRICA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa
- Equipado com dois apoios de braços articulados, ajustáveis em altura e com rotação de 360 graus
- Com secção das costas regulável por mola a gás, com acompanhamento dos pausa braços
- Com duas secções das pernas independentes reguláveis por cremalheira
- Altura regulável através de motor elétrico acionado por um comando de pé
- Dimensões: 1850 x 600 x (540 a 850) mm
- Peso: 56 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CD. 1385	CADEIRA DE PODOLOGIA ELÉTRICA	UN