

Autoclave clínico



MAIN SPECIFICATIONS

- Autoclave clínico de Classe B, para esterilização com pré e pós-vácuo. Um dos mais completos autoclaves de mesa do mercado.
- Garante a esterilização de instrumentos e materiais porosos com ou sem empacotamento, em dois ciclos

distintos de 134°C.

- Total controlo dos parâmetros de ciclo através de visor de cristais líquidos.
- Também efectua esterilizações em regime sem-vácuo.
- Fornecido com tabuleiros e suporte para artigos empacotados.
- Indicado para todo o tipo de clínicas.
- Disponível também com impressora, mediante pedido.

ESPECIFICAÇÕES:

-Capacidade de carga: 12 e 16 litros.

-Peso: 43 kg

-Diâmetro da câmara: 250 mm.

-Comprimento da câmara: 300 e 450 mm.

-Pressão de utilização: 2.05 bar.

-Tensão de alimentação: 230 V.

-Potencia: 2200 W.

-Frequência: 50-60 Hz.

-Cargas máximas: 6 kg sem empacotamento,
2 kg empacotados, 1 kg materiais porosos.

Code	Description	Selling unit
19022001	AUTOCLAVE CLÍNICO 2100 CLASSIC 12 LTS	UN
19022002	AUTOCLAVE CLÍNICO 2100 CLASSIC 16 LTS	UN