

# COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Totalmente isentas de fios soltos, mesmo quando planificada a primeira dobra.
- Compressas esterilizadas.
- Apresentação: sacos descartáveis tipo "peel pack".
- Lote de esterilização, data de validade e indicador de esterilização em cada pacote.
- Composição: 100% algodão hidrófilo, de acordo com Norma Europeia 14079.
- Disponíveis em várias dimensões, dobras, camadas, números de fios/cm<sup>2</sup>, com ou sem fio de contraste Raio X e com ou sem fita de segurança.
- Embalagens mistas de PA/PP e papel.
- Empacotamento simples ou duplo para maior segurança.
- As compressas são produzidas de forma a cumprirem os requisitos regulamentares Europeus, em salas de ambiente classificado segundo normas ISO.

Código	Descrição	Unidade de venda
01043010	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup>	CX.100
01043011	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup>	CX.100
01043060	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM 10 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup>	CX.100
01043017	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X20 CM 8 CAMADAS 17	CX.360

## FIOS/CM2

01043056	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM	CX.100
01043000	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5	CX. 200
01043018	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 40X50 CM EMBALAGEM 3	CX. 108
01043019	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X15 CM EMBALAGEM 5	CX. 350
01043014	COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 20X15 CM EMBALAGEM 5	CX. 80
01043004	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL COM CONTRASTE RX 40X50 CM EMBALAGEM 5	CX.110
01043038	COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5	CX. 200
01043053	COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 10	CX. 600
01043021	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 10	CX.100
01043022	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5	CX.200
01043023	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X20 CM EMBALAGEM 5	CX.100
01043025	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM EMBALAGEM 10	CX. 150
01043027	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 10	CX. 20
01043036	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5	CX. 330
01043039	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5	CX.280
01043037	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X40 CM EMBALAGEM 5	CX. 30
01043040	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X40 CM EMBALAGEM 5	CX. 20
01043041	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM EMBALAGEM 5	CX. 36
01043031	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X20 CM EMBALAGEM 5	CX. 60
01043052	COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX N/ESTÉRIL10X10 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM	CX.200
01043042	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM2	CX.100