

# COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Totalmente isentas de fios soltos, mesmo quando planificada a primeira dobra.
- Compressas esterilizadas.
- Apresentação: sacos descartáveis tipo "peel pack".
- Lote de esterilização, data de validade e indicador de esterilização em cada pacote.
- Composição: 100% algodão hidrófilo, de acordo com Norma Europeia 14079.
- Disponíveis em várias dimensões, dobras, camadas, números de fios/cm<sup>2</sup>, com ou sem fio de contraste Raio X e com ou sem fita de segurança.
- Embalagens mistas de PA/PP e papel.
- Empacotamento simples ou duplo para maior segurança.
- As compressas são produzidas de forma a cumprirem os requisitos regulamentares Europeus, em salas de ambiente classificado segundo normas ISO.

| Código   | Descrição   | Unidade de venda |
|----------|---|------------------|
| 01043010 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup>     | CX.100           |
| 01043011 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM 8 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup> | CX.100           |
| 01043060 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM 10 CAMADAS 17 FIOS/CM <sup>2</sup>  | CX.100           |
| 01043017 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X20 CM 8 CAMADAS 17                        | CX.360           |

## FIOS/CM2

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 01043056 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM   | CX.100  |
| 01043000 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5                               | CX. 200 |
| 01043018 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 40X50 CM EMBALAGEM 3                               | CX. 108 |
| 01043019 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X15 CM EMBALAGEM 5                               | CX. 350 |
| 01043014 | COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 20X15 CM<br>EMBALAGEM 5           | CX. 80  |
| 01043004 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL COM CONTRASTE RX 40X50 CM<br>EMBALAGEM 5           | CX.110  |
| 01043038 | COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 10X10 CM<br>EMBALAGEM 5           | CX. 200 |
| 01043053 | COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX ESTÉRIL 10X10 CM<br>EMBALAGEM 10          | CX. 600 |
| 01043021 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 10                              | CX.100  |
| 01043022 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5                               | CX.200  |
| 01043023 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X20 CM EMBALAGEM 5                               | CX.100  |
| 01043025 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM EMBALAGEM 10                                | CX. 150 |
| 01043027 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 10                              | CX. 20  |
| 01043036 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5                             | CX. 330 |
| 01043039 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5                             | CX.280  |
| 01043037 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X40 CM EMBALAGEM 5                               | CX. 30  |
| 01043040 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X40 CM EMBALAGEM 5                               | CX. 20  |
| 01043041 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 5X5 CM EMBALAGEM 5                                 | CX. 36  |
| 01043031 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 20X20 CM EMBALAGEM 5                               | CX. 60  |
| 01043052 | COMPRESSA GAZE COM CONTRASTE RX N/ESTÉRIL10X10 CM<br>8 CAMADAS 17 FIOS/CM | CX.200  |
| 01043042 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 10X10 CM 8 CAMADAS 17<br>FIOS/CM2                  | CX.100  |