

## ALTEADORES PARA SANITAS



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fabricados em polietileno de alta densidade.
- Estrutura sólida e resistente.
- Desenhados anatomicamente para conferir um melhor posicionamento pélvico e permitir uma boa distribuição do peso corporal sobre toda a área de contacto.
- Extremamente seguros com fecho ajustável a qualquer formato e dimensão de sanita.
- Contêm borrachas anti-derrapantes em cada um dos lados, garantindo uma maior estabilidade lateral.

- Concavidade frontal para facilitar a higiene pessoal.
- Instruções de manuseamento, montagem e lavagem incluídas na embalagem individual.
- Apresentamos 2 modelos com diferentes alturas: Modelo simples (sem braços), 14 cm de altura e Modelo com braços, 10 cm de altura.
- O modelo com braços é extremamente útil para que o utilizador se possa levantar sem qualquer ajuda de terceiros.
- Braços em alumínio forrados a esponja anti-derrapante, para maior segurança.

Código	Descrição	Unidade de venda
31009002	ALTEADOR SANITA AJUSTÁVEL COM APOIO DE BRAÇOS	CX. 1