

# FILME TRANSPARENTE HYDROFILM ROLL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Hydrofilm roll é um penso autoadesivo para a fixação de pensos primários, composto de uma película de poliuretano transparente, semipermeável, à prova de água, que proporciona proteção contra a penetração de bactérias; com adesivo hipoalergénico, pode ser removido de forma indolor, sem deixar resíduos.
- penso de proteção particularmente utilizado para a fixação de pensos primários (ex. para cobrir a formação de gel do alginato de cálcio).

Código	Descrição	Unidade de venda
03046027	PELÍCULA HYDROFILM ROLL 10 M X 5 CM	CX. 1
03046028	PELÍCULA HYDROFILM ROLL 10 M X 10 CM	CX. 1