

ADESIVO SEDA OMNISILK



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo hipoalergénico de seda artificial branca com cola sintética.
- Boas propriedades de duração e resistência à temperatura.
- Permeável ao ar e ao vapor de água.
- Boa aderência.
- Particularmente resistente.
- Fácil de rasgar.
- Radiotransparente.

- Ideal para cobertura e retenção suaves, fixação de sondas, cânulas, cateteres, etc.
- Para pele sensível.

Código	Descrição	Unidade de venda
03046014	ADESIVO OMNISILK 9,2 M X 5 CM	CX. 1
03046012	ADESIVO OMNISILK 9,2 M X 1,25 CM	CX. 1
03046013	ADESIVO OMNISILK 9,2 M X 2,5 CM	CX. 1
03046003	ADESIVO OMNISILK 5 M X 5 CM	CX. 1
03046020	ADESIVO OMNISILK 5 M X 1,25 CM	CX. 1
03046026	ADESIVO OMNISILK 5 M X 2,5 CM	CX. 1