

# MÁSCARA DE OXIGÉNIO ALTA CONCENTRAÇÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Máscara para administração de oxigénio de alto débito.
- Transparente para uma melhor visualização.
- De um só uso.
- Clip metálico para melhor adaptação ao nariz.
- Saco reservatório para um melhor controlo da administração.
- Filtros laterais.

- Elástico para fixação da máscara à cabeça.
- Tubo de 2 m.

Código	Descrição	Unidade de venda
39011048	MÁSCARA OXIGÉNIO ADULTO ALTA CONCENTRAÇÃO COM TUBO E BALONETE	CX.100
39011049	MÁSCARA OXIGÉNIO PEDIATRICA ALTA CONCENTRAÇÃO COM TUBO E BALONETE	CX.100