

LIGADURA DE GAZE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Grande resistência à tracção.
- Ourelas perfeitas porque é indesmaltável, não existindo portanto, fios cortados ao longo da ligadura.
- Indesmaltável em todos os sentidos: pode-se exercer tensão ao longo do seu comprimento ou largura que os fios não se juntam, produto não esterilizado mas esterilizável.
- Aconselhável para todo o tipo de compressão em pele saudável.

Código	Descrição	Unidade de venda
04024005	LIGADURA GAZE 5 M X 5 CM	CX. 20
04024006	LIGADURA GAZE 5 M X 7 CM	CX. 20
04005011	LIGADURA GAZE 5 M X10 CM	CX. 20
04024008	LIGADURA GAZE 10 M X 10 CM	CX. 20
04024009	LIGADURA GAZE 10 M X 15 CM	CX. 20
04024010	LIGADURA GAZE 10 M X 20 CM	CX. 20