

## Negatoscópio



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em chapa de aço;
- Pintura Epoxy;
- Chapa frontal em vidro acrílico opalino branco;
- Electrificação flurescente com 1 lâmpada circular;
- Com ficha de protecção com ligação à terra;
- Chapa em inox p/ fixação dos raio x / radiografias.
- Peso: 6 Kg
- Dimensões: 115 x 375 x 450mm

Código	Descrição	Unidade de venda
20019001	NEGATOSCÓPIO SIMPLES (1900)	UN