

Cama hospitalar eléctrica articulada



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cantos Soldados;
- Pintura Epoxy do Estrado dividido em 4 planos, sendo 3 articulados através de motor accionado p/ comando;
- Suporte de Estrado em Tubo Rectangular de 45 x 25 mm;
- Longarinas do suporte de Estrado e Cabeceiras de estrutura quadrada em Faia com abertura;
- Leito: Régua de Madeira;
- Preparada p/ receber Coluna de Suspensão(trapézio)/ haste de Soro e Grades Laterais.

Peso: 60 Kg

Medidas: 1900 x 900 x 510mm

Código	Descrição	Unidade de venda
24019003	CAMA ARTICULADA ELECTRICA C/CABEÇEIRAS EM TERMOLAMINADO DE FAIA (6016)	UN
24019034	CAMA ARTICULADA ELECTRICA DE MADEIRA DE FAIA	UN

CM 6065

CAMA ARTICULADA ELECTRICA DE MADEIRA DE FAIA C/
GRADES LATERAIS

UN
