

Esfigmomanómetro de pulso



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Grande mostrador, exhibe todos os valores em simultâneo.
- Memória para 42 medições, com indicação da data e da hora a que foram efectuadas.
- Colocação na parte lateral do pulso, para uma leitura mais fácil.
- Cálculo da media das 3 últimas medições.
- Operando, apenas , com um botão – mais fácil de utilizar.
- 3 anos de garantia.
- Intellisense™ é sinónimo de insuflação confortável: só aplica à braçadeira, a pressão estritamente necessária para efectuar a medição com rigor. O esvaziamento rápido, torna a medição mais rápida e menos desconfortável.
- Validação clínica de acordo com o Protocolo Internacional (a aguardar publicação).

Código

Descrição

Unidade de venda

