

## Colchão de ar anti-escara



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão com compressão alterna.
- Evita formação de escaras.
- Para ser colocado sobre um colchão.
- Pode ser usado em camas articuladas.
- Composto por células de ar que enchem e esvaziam em ciclos alternados.
- Fornecido com o compressor, sendo este de fácil aplicação na cama.
- O compressor deve estar desligado sempre que o paciente não esteja deitado.
- Alimentação: 230V.
- NOTA:
- Produto de desgaste rápido devido à sua utilização constante.
- Poderá adquirir separadamente os seguintes acessórios:
- Sobre colchão (sem compressor);
- Kit de remendos (2 remendos de 6cm de diâmetro e cola).

Código	Descrição	Unidade de venda
30009009	COLCHÃO DE AR ANTI ESCARA C/COMPRESSOR C/REGULAÇÃO 200X90X5 CM	UN
30009010	COLCHÃO DE AR ANTI ESCARA S/COMPRESSOR 200X90X5 CM	UN

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares