

SACO DE FRIO / CALOR INSTANTÂNEO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- De rápida e fácil utilização.
- Uso único.
- Atinge temperaturas na ordem dos 10°C negativos para o saco de frio e 56°C para o saco de calor.
- Mantém temperaturas negativas durante 30 minutos.
- Instruções de uso no saco, acciona-se através da pressão do saco com as duas mãos.

Código	Descrição	Unidade de venda
39059000	SACO DE FRIO INSTANTÂNEO 14X18 CM	CX. 25
39016021	SACO DE CALOR INSTANTÂNEO 14X18 CM	CX. 25