


Escova de recolha esterilizada



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composição: plástico muito macio.
- Escova de um só uso para colheita ao nível do colo do útero.
- Não é traumática; permite uma recolha indolor.
- A sua constituição facilita a aderência das células e permite obter uma colheita rica em material biológico.

- Muito flexível; permite que se espalhe a colheita directamente na lamela.
- Apresentada em embalagem individual de abertura asséptica

Código	Descrição	Unidade de venda
26005002	ESCOVA P/RECOLHA ENDOCERVICAL ESTERILIZADA	CX.180