

SISTEMA SORO INFUSÃO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sistema de soro para infusão gravitacional de soluções parenterais e medicações com entrada de ar.
- Injetor lateral e conector Luer Slip.
- Comprimento da mangueira 150 cm.
- Ponta perfurante.
- Padrão gotas (1ml = 20gotas/minuto).
- Câmara gotejadora transparente com filtro de 15 µm.
- Entrada de ar com filtro de bactérias de 0,22µm.
- Tubo em PVC.
- Pinça rolete para controle do fluxo de infusão.
- Injetor lateral com membrana auto cicatrizante.
- Isento de látex.
- Conector Spin Lock com o paciente, com fluid stop.

Código	Descrição	Unidade de venda
09307000	SISTEMA SORO COM AREJADOR E FILTRO 150 CM	CX. 360
09307001	SISTEMA SORO C/AREJADOR/FILTRO E PONTO INJEÇÃO Y	CX. 360

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares