

MÁSCARAS VERDES CIRURGICAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Compostas por 3 camadas de não tecido.
- Sem fibra de vidro e latex.
- Hipoalergénicas.
- Ajustar-se facilmente no nariz.
- Rápida colocação.
- Uso único.
- Cor: verde.
- Dois modelos, com elásticos ou atilhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
13011040	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 98% VERDE C/ATILHOS	CX.50
13008008	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 98% VERDE C/ ELÁSTICOS	CX.50