

MÁSCARAS VERDES CIRURGICAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Compostas por 3 camadas de não tecido.
- Sem fibra de vidro e latex.
- Hipoalergénicas.
- Ajustar-se facilmente no nariz.
- Rápida colocação.
- Uso único.
- Cor: verde.
- Dois modelos, com elásticos ou atilhos.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|---|------------------|
| 13011040 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 98% VERDE C/ATILHOS | CX.50 |
| 13008008 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 98% VERDE C/ ELÁSTICOS | CX.50 |