

# CONTROLADORES ASPIRAÇÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A ponta de aspiração, com ou sem controle de sucção, deve ser utilizado como um conector entre a ponta de aspiração e o tubo de sucção Mediplast.
- Uso único, estéril, único embalado em peel-pack.
- Cor branco de plástico.

Código	Descrição	Unidade de venda
09155003	CONTROLADORES ASPIRAÇÃO ANGULADOS COM REGULADOR FIXO	CX.50