

## Marquesa ginecológica e obstetrícia



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço rectangular;
- C/ leito em MDF e espuma revestido a napa;
- Dividido em 3 secções, sendo 2 destacáveis e 1 articulada;
- Secção da cabeceira accionada manualmente p/ sistema de amortecedor a gás;
- Elevação em altura regulável p/ motor eléctrico c/ pedal e comando de mão para a posição de trendelenburg;

- Pintura Epoxy;
- Base c/ 4 rodas, sendo 2 c/ travão;
- Dimensões: 1980x660x (600 a1020) mm
- Peso: 80 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
24009003	MARQUESA OBSERVAÇÃO E TRATAMENTO GINECOLÓGICO E OBSTETRÍCIO	UN