

# APOIO ARTICULADO PARA SANITÁRIO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo redondo de aço Inox 35 mm;
- Articulado c/ fixação em chapa de aço inox à parede;
- Dimensões: 800x250 mm
- Peso: 2 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
31019003	APOIO ARTICULADO PARA SANITÁRIO ESQUERDO 800X250 MM	UN
31019002	APOIO ARTICULADO PARA SANITÁRIO DIREITO 800X250 MM	UN