

APOIO PARA SANITÁRIO FIXAÇÃO À PAREDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- C/ 2 Estrutura em tubo redondo de aço Inox 35 mm;
- C/ 3 pontos de fixação à parede;
- C/ 2 ângulos de 90°;
- Dimensões 610x300 mm
- Peso: 2,3 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
AP 4116	APOIO PARA SANITÁRIO FIXAÇÃO À PAREDE ESQUERDO	UN
AP 4115	APOIO PARA SANITÁRIO FIXAÇÃO À PAREDE DIREITO	UN