

Banco



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Pintura Epoxy;
- 5 pés c/ rodas;
- Acento de 300 mm de diâmetro em madeira envernizada ou poliuretano ou
- forrado a napa, regulável em altura por meio de fuso.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|---------|------------------------------------|------------------|
| AD 1406 | BANCO ROTATIVO C/AMORTECEDOR A GÁS | UN |