

Grades



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Pintura epoxy;
- Fecho c/ sistema de mola;
- Guardas rebativeis (articulação plástico com cantos redondos)

Código	Descrição	Unidade de venda
24019008	GRADES LATERAIS INOX PAR (1441)	UN
24019007	GRADES LATERAIS PINTADAS CINZA PAR (1442)	UN
24009004	GRADES LATERAIS UNIVERSAIS CROMADAS PAR	UN