

Suporte de bacia



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo redondo;
- Pintura Epoxy;
- Base em poliamida c/ 5 rodas;
- 1 bacia c/ diâmetro de 300 mm em aço inox.

Código

Descrição

Unidade de venda

24019052	SUPORE BACIA SIMPLES INOX 600x300x1000mm	UN
----------	------------------------------------------	----

24019051	SUPORE BACIA SIMPLES 600x300x1000mm	UN
----------	-------------------------------------	----
