

## GEL DE ULTRASON



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Gel viscoso de base aquosa e sem sal para o diagnóstico e terapia por ultra-sons.
- Não irrita a pele e não engordura.
- Inodoro.
- Solúvel em água.
- Não danifica o transdutor.
- Espalha-se fácil e uniformemente. Retira-se facilmente com um toalhete descartável.

Código

Descrição

Unidade de venda

|          |                       |       |
|----------|-----------------------|-------|
| 18011002 | GEL ULTRA SONS 250 ML | CX. 1 |
| 18011004 | GEL ULTRA SONS 1 L    | CX. 1 |
| 18011001 | GEL ULTRA SONS 5 L    | CX. 1 |