

## Esfigmomanómetro aneroide



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Agrupa num só tubo o manómetro e a pêra, para mais fácil manuseamento.
- Ideais para situações de emergência.
- Excelente qualidade e acabamentos.
- Manómetro até 300mmHg, com caracteres bem visíveis.
- Braçadeira verde de tamanho adulto incluída.
- Tubos isentos de látex.
- Fornecido em saco de nylon com fecho de correr.
- Disponíveis braçadeiras suplementares e de encaixe universal.

Código	Descrição	Unidade de venda
20068001	ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE HEINE GAMMA G5	UN