

Aspiradores de saliva



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fabricados em PVC não tóxico.
- Transparentes.
- Com arame incorporado.
- Ponta removível.
- A ponta tem um formato arredondado para proporcionar uma aspiração sem irritar as mucosas.

Código	Descrição	Unidade de venda
25074069	ASPIRADOR SALIVA AMARELOS PROCLINIC 15 CM (0122M)	CX.100
25074053	ASPIRADOR SALIVA AZUIS PROCLINIC 15 CM (0122A)	CX.100
25074011	ASPIRADOR SALIVA LARANJA PROCLINIC 15 CM (0122N)	CX.100
25010030	ASPIRADOR SALIVA TRANSPARENTES EURONDA 15 CM	CX.100
25074002	ASPIRADOR SALIVA TRANSPARENTES PROCLINIC 15 CM (0122)	CX.100
25048006	ASPIRADOR SALIVA VERDES EURONDA 15 CM	CX.100
25074068	ASPIRADOR SALIVA VERDES PROCLINIC 15 CM (0122V)	CX.100