

## CADEIRA DE BANHO FIXA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço Inox;
- Fixa ao chão (p/ meio de buchas e parafusos);
- Assento e Encosto réguado em PVC;
- 2 punhos nas extremidades dos braços;
- Elevação em altura por meio de fuso (manivela);
- Movimento rotativo a 180°.

Código	Descrição	Unidade de venda
CD 1305	CADEIRA DE BANHO FIXA	UN
31009004	CADEIRA DE BANHO FIXA COM RODAS 44 CM CAD6	UN