

MACA DE BANHO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito em compacto fenólico, banheira em tela vulcanizada, com escoamento de água por meio de válvula
- 4 grades rebatíveis, elevação hidráulica por meio de pedal ou elétrica, posição de trem e anti-trem accionado por 2 molas a gás
- 4 rodas sendo 2 com travão
- Dimensões: 1860 x 700 x (430 a 850) mm
- Peso: 73 kg
- Altura regulável
- Largura total exterior 7600 mm

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--------------------------|------------------|
| 24019041 | MACA DE BANHO HIDRÁULICA | UN |

