

Espéculos ginecológicos



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- De manipulação rápida e segura.
- Higiénicos, seguros e eficazes, constituem uma óptima barreira ao desenvolvimento de contaminações.
Dois modelos:
- Polistireno de cristal com sistema de fecho central por patilha, esterilizados.
- Lustran san com sistema de fecho central por rosca, esterilizados.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|---|------------------|
| 26005003 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL XS C/PATILHA | UN |
| 26008001 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL M "COVACA" | UN |
| 26055002 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/FECHO LATERAL POR ROSCA S | UN |
| 26055001 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/FECHO LATERAL POR ROSCA M | UN |
| 26055003 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/FECHO CENTRAL POR PATILHA P | UN |
| 26055004 | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/FECHO CENTRAL POR | UN |

PATILHA M

26055005

ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL C/FECHO CENTRAL POR
PATILHA L

UN
