


## Sacos para colostomia

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares



FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares

- Saco fechado.
- O seu formato proporciona um óptimo volume de recolha com a máxima descrição.
- Com protector cutâneo e hidrocolóide, que se adapta na perfeição aos contornos anatómicos.
- Com filtro laminar, que assegura uma elevada capacidade de desodorização e saída de gases.
- Revestido a tecido não-tecido nos dois lados do saco, o que assegura um elevado conforto e suavidade.
- Excelente aderência à pele.
- Fácil de retirar.

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Código	Descrição	Unidade de venda
11065009	SACO PARA COLOSTOMIA COMBIHESIVE II S 38 MM (6745695)	CX.30
11065010	SACO PARA COLOSTOMIA COMBIHESIVE II S 70 MM (6745729)	CX.30
11065001	SACO DE COLOSTOMIA COLOHESIVE PLUS 1 PEÇA RECORTÁVEL 19-64 MM (6659128)	CX.30
11065006	SACO DE COLOSTOMIA CONSECURA SAC URO 45 MM (7879296)	CX.10