


## Sacos para ileostomia



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Saco aberto.
- O seu formato proporciona um óptimo volume de recolha com a máxima descrição.
- Com protector cutâneo e hidrocolóide, que se adapta na perfeição aos contornos anatómicos.
- Com filtro laminar, que assegura uma elevada capacidade de desodorização e saída de gases.
- Revestido em não-tecido nos dois lados do saco, o que assegura um elevado conforto e suavidade.
- Excelente aderência à pele. Fácil de retirar.
- Cor: bege.