

CATETER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Desenvolvidas para utilização em auto-cateterização vesical intermitente, de baixa fricção.
- Lubrificação da sonda com uma fórmula original, à base de glicerina, caracterizada pelo seu poder lubrificante e pela sua inocuidade.

Apresentamos dois modelos: Actreen Lite cath e Actreen Glyc set.

Actreen LiteCath é um catéter lubrificado a base de água e glicerina, de uso único, Estéril, com design que facilita o uso.

- Fácil de abrir, as alças na extremidade permitem a abertura da embalagem com apenas uma mão. projetado especialmente para pacientes com baixa destreza;
- A embalagem desliza sobre o cateter feito uma sanfona, sem necessidade de tocar o cateter. Para homens é possível liberar mais o cateter através da segunda opção de corte na embalagem;

- Cada tamanho é identificado por uma cor diferente do conector universal;
- Embalagem fácil de usar com duas opções de abertura da caixa (em cima ou dos lados).
- Opções para homens e mulheres: em diversos tamanhos.

Actreen Glys Set é um cateter de uso único, estéril, lubrificado à base de água e glicerina, composto por um cateter acoplado à bolsa coletora. O conjunto pode ser utilizado em qualquer circunstância.

- Fácil descarte de urina: cantos destacáveis e alças na laterais que auxiliam o descarte;
- Bolsa coletora transparente e graduada: qualidade e volume da urina pode ser facilmente monitorado;
- Bolsa com graduação de 1000ml;
- Não há risco de vazamento: válvula anti-refluxo;
- Drenagem rápida: média de 40 segundos;
- Pronto e fácil de usar: compacto e leve podendo ser dobrado por até 24horas.
- Opções para homens e mulheres: em diversos tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
09001019	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH HOMEM CH 10	CX. 30
09001002	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN GLYS SET HOMEM CH 12	CX. 30
09001030	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN GLYS SET HOMEM CH 14	CX. 30
09001008	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH HOMEM CH 12	CX. 30
09001055	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH HOMEM CH 08	CX. 30
09001039	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH HOMEM CH 14	CX. 30
09001054	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN GLYS SET HOMEM CH 08	CX. 30
09001051	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN GLYS	CX. 30

SET HOMEM CH 10

09001040	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH SENHORA CH 12	CX. 30
09001037	CATÉTER URINÁRIO ESTÉRIL LUBRIFICADO ACTREEN LITE CATH SENHORA CH 10	CX. 30