

# PAPEL DE MARQUESA PLASTIFICADO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Papel plastificado.
- Material resistente, suave, e durável que oferece conforto ao paciente.
- Boa qualidade, fácil de utilizar devido à facilidade em retirar o papel por este estar perfurado.
- Não só indicados para marquesas, como também para balanças, cadeiras, almofadas, etc.
- Cor branco, apresentamos larguras distintas.
- Fabricado em papel celulose absorvente termocolado com folha de polietileno de alta densidade, tem uma dupla função: uma das faces absorve, a outra, isola.
- Estes rolos utilizam-se fundamentalmente em exames que tenham contacto com líquidos, como os de urologia, gastro, ginecologia, pediatria, etc.
- Disponível em diferentes gramagens, 30 e 42 gr.
- O papel plastificado de 42gr, premium para além de ter as mesmas características do plastificado de 30 gr, é também anti-derrapante.

Código	Descrição	Unidade de venda
13006015	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 60X200 M 30GR	CX. 2
13006017	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 60X100 M 42GR	CX. 4

13006014	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 60X100 M 30GR	CX. 4
13006019	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 50X200 M 42GR	CX. 2
13006013	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 50X200 M 30GR	CX. 2
13006016	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 50X100 M 42GR	CX. 4
13006012	PAPEL MARQUESA PLASTIFICADO 50X100 M 30GR	CX. 4