

COBRE BOTAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composição: Não tecido 40 g/m² + sola branca polietileno 80 ?
- Cor branco
- Gramagem: 32 g / par
- Tamanho: 370x325 mm
- Efeito anti derrapante, elevada resistência da sola
- A altura do produto cobre os membros inferiores até à panturrilha
- Boa resistencia a líquidos como sangue, alcool etílico, eter, acetona, tinta, resistente à esterilização por oxido de etileno e radiação

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 13008021 | COBRE BOTAS TRANSPARENTE CX.500 | CX. 500 |