

BABETES IMPERMEÁVEIS COM BOLSA

ADULTO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Para protecção das roupas do paciente de fluidos e salpicos
- Material feito de uma camada de tecido absorvente (20 g) e uma camada de polietileno (13 g) para máxima protecção.
- Composição do tecido: polpa 100%
- Os babetes têm um flip sobre o bolso que mantém a sua forma durante o uso.
- Parte superior macia e forte com reforço de 3 camadas e tiras em não tecido.
- Não tóxico, hipoalérgico, não estéril
- Tamanho do babetes: 66 x 37 centímetros
- Tamanho de bolso: 10 x 37 centímetros

Código	Descrição	Unidade de venda
13008001	BABETES IMPERMEAVEIS COM BOLSA 37X67CM	CX.100

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares