

LENÇOL PLASTIFICADO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Para a proteção de macas ou marquesas
- Constituído por uma camada de polietileno (PE) e outra camada de tecido altamente absorvente
- Peso do material PE: 16 g/m² ± 10%
- Peso do tecido absorvente: 22 g/m² ± 10%
- Cor azul
- Dimensões do lençol: 80 x 210 cm
- Acondicionado em embalagens de polibag de 25 unidades (4x25)

Código	Descrição	Unidade de venda
13059008	LENÇOL PLASTIFICADO AZUL 210X80 CM (DOBRA EM ZIG-ZAG)	CX.120
13279000	LENÇOL PLASTIFICADO AZUL 210X80 CM (DOBRA NORMAL)	CX.100